

微球材料

彩色乳胶微球

货号	产品名称	活性基团	粒径	固体含量
ML102-4	红色乳胶微球	COOH	300 nm	4%
ML102-2	红色乳胶微球	COOH	400 nm	4%
ML102-5	紫色乳胶微球	COOH	300 nm	4%
ML102-6	紫色乳胶微球	COOH	400 nm	4%
ML102-7	红紫色乳胶微球	COOH	300 nm	4%

时间分辨荧光微球

货号	产品名称	活性基团	粒径	Ex	Em	固体含量
ML101-1	时间分辨荧光微球	COOH	180-200 nm	360 nm	615 nm	1%
ML101-2	时间分辨荧光微球	COOH	180-200 nm	360 nm	615 nm	1%

均相微球

货号	产品名称	活性基团	粒径	固体含量
ML105-3	发光微球	COOH	200 nm	1%
ML105-4	发光微球	COOH	200 nm	1%
ML106-1	感光微球	COOH	200 nm	1%
ML106-2	感光微球	COOH	200 nm	1%

磁性微球

化学发光磁珠

货号	产品名称	活性基团	粒径	固体含量
ML107-1	羧基磁珠	COOH	1.5 μ m	40 mg/mL
ML107-2	羧基磁珠	COOH	1.5 μ m	40 mg/mL
ML107-4	链霉亲和素磁珠	SA	1.5 μ m	5 mg/mL
ML107-5	链霉亲和素磁珠	SA	3 μ m	5 mg/mL

核酸提取磁珠

货号	产品名称	活性基团	粒径	固体含量
ML109-1	核酸提取磁珠	OH	1.5 μ m	50 mg/mL
ML109-2	核酸提取磁珠	OH	3 μ m	50 mg/mL

深圳重链生物科技有限公司

邮箱: support@heavybio.cn

网址: www.heavybio.cn

全国热线: 13428766920

深圳市宝安区西乡街道宝田工业区47栋3层

