



重点原料目录

专业体外诊断原料供应商

深圳重链生物科技有限公司




深圳重链生物科技有限公司（以下简称“重链生物”）成立于2017年，是一家专注于体外诊断试剂上游原材料研发、生产与销售、并提供整体解决方案的国家高新技术企业，已获批广东省传染病诊断原料工程技术研究中心、深圳市博士后创新实践基地、深圳市专精特新中小企业等荣誉。

重链生物以研发为核心，探索生命科学前沿领域，创新开拓生物原料研制技术。重链生物核心技术团队由多位超15年体外诊断行业经验的专家组成，研发技术人员占比超65%。目前重链生物已建立完善的抗原抗体等原料开发平台，掌握多种核心的蛋白表达及培养技术，利用全面的评价检测方法快速筛选出高质量原料，是国内新项目检测原料开发最快的公司之一。至今已建立起原核、酵母、昆虫细胞、哺乳动物细胞四类抗原/抗体平台，已开发1000多个诊断项目原料，包括心肌标志物、肿瘤标志物、炎症标记物、甲状腺、先兆子痫、激素、凝血功能、糖尿病、阿尔兹海默症、传染性疾病等系列，产品覆盖的类别与数量位于行业前列。重链生物拥有200平方米的溯源实验室，常规生化及发光设备30余台，所有产品依据体外诊断医疗器械国家标准进行计量学溯源，并与当前行业顶端产品进行比对，一致性普遍达到95%以上。

重链生物以市场为导向，紧随医疗行业发展趋势。位居体外诊断试剂产业链上游，重链生物力推体外诊断试剂原料的国产替代，为国内体外诊断试剂企业提供优质的原料，快速定制开发新品抢占先发优势，协助企业解决产品研发过程中的技术困难，从源头上提高试剂产品性能，为客户提供最佳产品解决方案，帮助国产优秀企业出海占领国际市场，立志成为全球领先的专业体外诊断原料供应商。

重链生物以品质为基石，打造十万级无尘生产车间，建立ISO13485生产管理体系，为体外诊断厂家提供高性能产品与高品质服务，旨在高效赋能IVD企业，为客户创造更多价值。



目录

页码

传染性疾病 (Flu, nCoV, HPIV, RSV, ADV, MP, HIV, HBV, TP, DENV, HCV, Malaria, hMPV, Typhoid, StrepB TB, NoV, CHIKV)	01
心血管和心肌标志物 (cTnI, Myo, CKMB, H-FABP, D-Dimer, NT-proBNP, BNP, sST2, HCY)	05
肿瘤标志物 (CA242, CA50, CA19-9, CA15-3, CA125, NSE, CA72-4, CYFRA21-1, HE4, PSA, ProGRP, PIVKA-II, SCC PG I/II, CEA, AFP, PKM2)	07
炎症标记物 (PCT, CRP, IL-6, SAA, CAL)	10
甲状腺功能 (Anti-TSHR, TSH, T3, T4, PTH, Anti-TPO, Anti-Tg, Tg)	10
贫血 (FER, FA, VB12)	12
骨代谢 (25-OH VitD, β -CTX, CT, PINP, N-MID)	12
生长因子 (IGF-1)	13
先兆子痫 (PLGF, sFlt-1, PAPPa)	13
激素 (Prog, E2, E3, Testo, AMH, PRL, FSH, LH, hCG, Renin, COR, ACTH, SHBG, DHEA-S, ASD)	14
消化道 (FOB)	17
凝血与血栓 (FDP, D-Dimer, TM, TAT, PIC, t-PAIC)	17
糖尿病 (HbA1c, Insulin, C-Peptide)	18
阿尔茨海默病 (Abeta, Tau, APOE4)	19
脑损伤标记物 (NFL)	19
优生优育 (HSV)	20
不孕不育 (ASA, ATA, AZP)	20
自身免疫性疾病 (PLA2R1, Anti-TPO, ANA, IA-2)	20
细胞因子 (IFN α , IFN γ , IL-2, IL-1 β , IL-6)	21
过敏原 (IgE)	22
真菌检测 (Crypto, ASP, Candida)	22
分子诊断 (qPCR原料)	23
药物滥用检测	23
质控品	23
宠物和经济动物	23
通用试剂和材料 (生物素-链霉亲和素系统、层析C线、阻断剂、动物多抗和二抗)	24
2026 IVD试剂核心诊断原料产品清单	25

传染性疾病

流感病毒 (Flu)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA809-41MB	重组小鼠抗乙型流感抗体	4C11MB	标记抗体
HA809-46MB	重组小鼠抗乙型流感抗体	6B6D	层析包被
HA809-47MB	重组小鼠抗乙型流感抗体	8H1MB	层析标记
HA809-48M	重组小鼠抗甲型流感抗体	5H8M	层析包被/标记
HA809-49M	重组小鼠抗甲型流感抗体	2A9MB	层析包被/标记
HA809-52MB	重组小鼠抗甲型流感抗体	4D6MB	层析包被
HA809-53MB	重组小鼠抗甲型流感抗体	5H2MB	层析标记
HA809-54MB	重组小鼠抗乙型流感抗体	6B6D	-
HA809-59M	小鼠抗乙型流感单抗	4C12M	-
HA809-60RB	重组兔抗甲型流感抗体	7A1RB	层析包被
HA809-61M	小鼠抗甲型流感抗体	7G2M	层析标记
HA809-66MB	重组小鼠抗H5HA单克隆抗体	8D6MB	层析包被
HA809-67MB	重组小鼠抗H5HA单克隆抗体	8D7MB	层析标记
HA809-64R	重组兔抗甲型流感抗体	7D4R	层析包被
HA809-65R	重组兔抗甲型流感抗体	7D5R	层析标记

冠状病毒 (nCoV)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA811-29M	小鼠抗2019-nCoV NP抗体	9D3M	层析包被
HA811-36MB	重组小鼠抗2019-nCoV NP单抗	1C9MB	层析标记
HA811-37R	重组兔抗2019-nCoV NP单抗	7F5R	层析包被
HA811-41MB	重组鼠源抗2019-nCoV NP单抗	2C10MB	层析包被
HA811-52RB	重组兔抗2019-nCoV NP单抗	6E8RB	层析包被
HA811-61MB	重组小鼠抗2019-nCoV NP抗体	2C9MB	层析标记
HA811-62RB	重组兔抗2019-nCoV NP抗体	5A2C	层析包被

人副流感病毒 (HPIV)

货号	产品名称	产品代码	产品描述
HA858-5M	重组小鼠抗1型副流感病毒NP单抗	1A5M	层析包被
HA858-6R	重组兔抗1型副流感病毒NP单抗	1A6R	层析标记
HA858-7M	重组小鼠抗3型副流感病毒NP单抗	3A7M	层析包被
HA858-8R	重组兔抗3型副流感病毒NP单抗	3A8R	层析标记

呼吸道合胞病毒 (RSV)

货号	产品名称	产品代码	产品描述
HA812-1MB	重组鼠源抗RSV单抗	1F2MB	层析包被
HA812-4M	小鼠抗RSV单抗	1D16M	层析标记
HA812-10M	小鼠抗RSV-N蛋白单抗	6B1M	层析包被
HA812-11MB	重组小鼠抗RSV-N蛋白单抗	7D1MB	层析标记
HA812-12MB	重组小鼠抗RSV-N蛋白单抗	7D12MB	层析包被

腺病毒 (ADV)

货号	产品名称	产品代码	产品描述
HA818-4M	小鼠抗腺病毒Hexon单抗	2A13M	层析标记
HA818-7M	小鼠抗腺病毒Hexon单抗	7A18M	层析标记
HA818-8MB	重组小鼠抗腺病毒Hexon抗体	6A27MB	层析包被/标记

肺炎支原体 (MP)

货号	产品名称	产品描述
HP808-S5	肺炎支原体天然蛋白	层析/酶免/发光

艾滋 (P24)

货号	产品名称	产品代码	产品描述
HA801-3MB	重组小鼠抗HIV p24单抗	1C3MB	层析标记
HA801-4M	小鼠抗HIV p24单抗	3A9M	层析包被
HA801-5Hap	重组人源抗HIV p24单抗Fab-AP偶联物	-	发光标记

艾滋 (HIV抗体检测)

货号	产品名称	产品代码	产品描述
HP801-23	HIV-2 gp36重组抗原	GA013	层析2型标记
HP801-32	HIV-2 gp36重组抗原	-	层析2型包被
HP801-33	HIV-1 gp41重组抗原	-	层析1型包被
HP801-39	HIV-1+HIV-2 gp41+gp36 重组抗原	-	层析1+2型标记
HP801-58	HIV-1 gp41 (group O) 重组抗原	-	发光标记

乙型肝炎 (HBV)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA802-3M	小鼠抗HBeAg单抗	6D3M	层析包被
HA802-5MB	重组鼠源抗HBeAg单抗	9E6MB	层析标记

梅毒 (TP)

货号	产品名称	产品代码	产品描述
HP804-05	TP重组抗原	BA020	层析包被
HP804-06	TP重组抗原	BA023	层析标记
HP804-7	TP重组抗原	-	发光包被
HP804-13	TP重组抗原	-	发光包被
HR800-02	重组人源抗1号标签单抗	4A8H	层析标记

登革病毒 (DENV)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA806-1M	小鼠抗登革NS1单抗	2C3M	I-IV型, 层析标记
HA806-4HB	重组人源抗登革NS1抗体	5D9HB	I-IV型, 层析标记
HA806-7M	小鼠抗登革NS1单抗	2D25M	I-IV型, 层析包被
HA806-7MB	重组小鼠抗登革NS1单抗	2D25MB	层析包被
HP806-15	重组登革3型E抗原	-	-

丙型肝炎 (HCV)

货号	产品名称	产品代码	产品描述
HP803-05	HCV Core+NS3+NS4重组抗原	PA309	层析包被
HP803-06	HCV Core+NS3+NS4重组抗原	VA390	层析标记
HP803-13	HCV NS3重组抗原	-	发光包被
HP803-20	HCV Core+NS3+NS4重组抗原	PA309	发光包被
HP803-21	HCV NS3重组抗原	-	发光标记
HP803-21bio	生物素化HCV NS3重组抗原	-	发光标记
HP803-22	HCV 重组抗原	-	发光标记
HP803-22bio	生物素化HCV 重组抗原	-	发光标记
HR800-03	小鼠抗2号标签单抗	4C6M	层析标记

疟疾 (Malaria)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA810-8MB	重组小鼠抗疟疾pfHRPⅡ单克隆抗体	7H41MB	包被抗体, 用于疟疾pfHRPⅡ检测
HA810-9MB	重组小鼠抗疟疾pfHRPⅡ单克隆抗体	7H6MB	标记抗体, 用于疟疾pfHRPⅡ检测
HA810-10MB	重组小鼠抗疟疾pf-pLDH单克隆抗体	9L112MB	包被抗体, 用于疟疾pf-pLDH检测
HA810-11MB	重组小鼠抗疟疾pf-pLDH单克隆抗体	9L157MB	标记抗体, 用于疟疾pf-pLDH检测
HA810-12M	小鼠抗疟疾pfHRPⅡ单抗	7H86M	层析标记
HA810-13M	小鼠抗疟疾pfLDH单抗	3H3M	层析标记

人偏肺病毒 (hMPV)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HP856-3	Human Metapneumovirus (hMPV) B1亚型 T5	-	Strain: Peru3-2003
HP856-4	Human Metapneumovirus (hMPV) B2亚型 T4	-	Strain: Peru1-2002
HP856-5	Human Metapneumovirus (hMPV) A2亚型 T27	-	Strain: IA27-2004
HP856-6	Human Metapneumovirus (hMPV) A1亚型 T9	-	Strain: IA3-2002
HA856-7MB	重组小鼠抗人偏肺病毒抗体	7B7MB	层析包被
HA856-8MB	重组小鼠抗人偏肺病毒抗体	7B8MB	层析标记

沙门/伤寒/副伤寒 (Typhoid)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HP857-1	重组伤寒抗原	HA157	原核表达H蛋白
HP857-2	重组伤寒抗原	HA158	原核表达H蛋白

链球菌B (StrepB)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA863-1R	重组兔抗StrepB抗体	3B1R	-

结核杆菌 (TB)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA819-1MB	重组小鼠抗LAM单抗	6A1MB	层析包被
HA819-2RB	重组兔抗LAM单抗	6A2RB	层析标记

诺如病毒 (NoV)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA836-2M	小鼠抗诺如病毒NoV单抗	1A2M	1型包被抗体
HA836-3MB	重组小鼠抗诺如病毒NoV单抗	2A3MB	2型包被抗体
HA836-7MB	重组小鼠抗诺如病毒NoV单抗	4A7MB	1型标记抗体

基孔肯雅病毒 (CHIKV)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA817-6MB	小鼠抗基孔肯亚病毒 (CHIKV) 单抗	6E6MB	层析包被
HA817-7M	小鼠抗基孔肯亚病毒 (CHIKV) 单抗	6E7M	层析标记

心血管和心肌标志物

心肌肌钙蛋白I (cTnI)

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA101-2M	小鼠抗人cTnI单抗	1B10M	24-40	发光包被
HA101-7M	小鼠抗人cTnI单抗	3G7M	86-90	包被
HA101-8M	小鼠抗人cTnI单抗	10F9M	169-178	包被/标记
HA101-10M	小鼠抗人cTnC单抗	7B1M	Troponin C	层析包被
HA101-11M	小鼠抗人cTnI单抗	4B6M	83-93	层析包被
HA101-12M	小鼠抗人cTnI单抗	2B8M	20-30	包被
HA101-13M	小鼠抗人cTnI单抗	4B1M	41-49	标记
HA101-13MB	重组小鼠抗人cTnI单抗	4B1MB	41-49	层析标记
HA101-13H	重组人源抗人cTnI单抗	4B1H	41-49	发光标记
HA101-14M	小鼠抗人cTnI单抗	4H9M	Complex	层析/发光包被
HA101-15M	小鼠抗人cTnI单抗	5F9M	Complex	层析包被
HA101-20M	小鼠抗人cTnI单抗	1B2M	24-40	层析标记
HA101-21R	重组兔源抗人cTnI单抗	24D4R	24-40	发光包被
HA101-13Hap	重组人源抗人cTnI单抗Fab-AP偶联物	-	1-49	-

肌红蛋白 (Myo)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA121-1M	小鼠抗人Myo单抗	3H7M	发光/层析包被
HA121-3MB	重组小鼠抗人Myo单抗	6H5MB	层析包被
HA121-4M	小鼠抗人Myo单抗	3C8M	层析标记
HA121-5M	小鼠抗人Myo单抗	2A11M	层析包被
HA121-6M	小鼠抗人Myo单抗	1A6M	发光标记

肌酸激酶同工酶 (CKMB)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA120-1M	小鼠抗人CKMB单抗	2H10M	发光/层析包被
HA120-3M	小鼠抗人CKMB单抗	2E11M	发光标记
HA120-4M	小鼠抗人CKMB单抗	1D10M	层析标记
HA120-5M	小鼠抗人CKMB单抗	3B2M	层析包被
HA120-6M	小鼠抗人CKMB单抗	2C9M	层析标记

心型脂肪酸结合蛋白 (H-FABP)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA104-1M	小鼠抗人FABP单抗	9C5M	包被
HA104-2H	重组人源抗人FABP单抗	5D9H	标记

D-二聚体 (D-Dimer)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA105-1M	小鼠抗人D-Dimer单抗	2B3M	层析标记
HA105-2M	小鼠抗人D-Dimer单抗	4C1M	层析包被
HA105-12F	重组小鼠抗人D-Dimer Fab抗体	3D4FAB	胶乳比浊
HA105-13F	重组小鼠抗人D-Dimer Fab抗体	3D5FAB	胶乳比浊

氨基末端B型利钠肽前体 (NT-proBNP)

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA102-5M	小鼠抗人NT-proBNP单抗	4C7M	27-31	发光/层析标记
HA102-6S	绵羊抗人NT-proBNP单抗	1B9S	42-46	发光/层析包被

B型利钠肽 (BNP)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA102-17S	重组绵羊抗人BNP单抗	1G8S	发光包被
HA102-9M	小鼠抗人BNP单抗	2B3M	层析/发光标记

可溶性ST2 (sST2)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA139-1M	小鼠抗人ST-2单抗	4D8M	标记
HA139-2M	小鼠抗人ST-2单抗	8B6M	包被

同型半胱氨酸 (HCY)

货号	产品名称	代码	产品描述
HA230-1M	小鼠抗S-腺苷同型半胱氨酸 (SAH) 单抗	3D5M	层析标记/发光包被
HA230-2M	小鼠抗S-腺苷同型半胱氨酸 (SAH) 单抗	3F7M	同型半胱氨酸竞争法
HA230-3M	小鼠抗S-腺苷同型半胱氨酸 (SAH) 单抗	3H9M	同型半胱氨酸竞争法
HA230-1Mbio	生物素化小鼠抗SAH单抗	-	发光包被
HP230-2	SAH-BSA	-	发光

肿瘤标志物

CA242

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA109-1H	重组人源抗CA242单抗	3C4H	类似C242	发光标记
HA109-5M	小鼠抗CA242单抗	3C8M	类似C241	发光包被

CA50

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA110-1H	重组人源抗CA50单抗	5C5H	Sialylated Lewis and Sialylated lacto-N-tetraose	发光标记
HA110-4H	重组人源抗CA50单抗	6C4H	-	发光标记
HA110-5Hap	重组人源抗CA50单抗 Fab-AP偶联物	-	-	-

CA19-9

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA111-1M	小鼠抗CA19-9单抗	1G9M	类似1116-NS-19-9	层析/发光包被
HA111-1H	重组人源抗CA19-9单抗	1G9H	类似1116-NS-19-9	层析/发光标记

CA15-3

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA108-1M	小鼠抗CA15-3单抗	3D6M	糖链, 类似115D8	层析标记/发光包被
HA108-4M	小鼠抗CA15-3单抗	5H11M	糖链, 类似MA695	包被
HA108-5M	小鼠抗CA15-3单抗	1A3M	DTRPAPG, 类似DF3/MA552	标记
HA108-6H	重组人源抗CA15-3单抗	6A5H	DTRPAPG, 类似DF3	层析包被/发光标记
HA108-1MBio	生物素化重组小鼠抗CA15-3单抗	-	-	发光包被
HA108-9Map	重组人源抗CA15-3抗体 Fab-AP偶联物	-	-	发光标记
HA108-11Map	重组人源抗CA15-3抗体 Fab-AP偶联物	-	-	发光标记

CA125

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA107-1H	重组人源抗CA125单抗	1B5H	B-domain, 类似ov185	标记
HA107-2M	小鼠抗CA125单抗	5B7M	C-domain, 类似ov197	包被
HA107-4H	重组人源抗CA125单抗	3E5H	-	发光包被
HA107-5H	重组人源抗CA125单抗	6F8H	-	发光标记

神经元特异性烯醇化酶 (NSE)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA113-1M	小鼠抗人NSE单克隆抗体	3E1M	发光标记
HP113-1	重组人神经元特异性烯醇化酶 (NSE)	HA448	原核表达的NSE全长蛋白

CA72-4

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA112-1M	小鼠抗CA72-4单抗	4C9M	TAG-72/类似CC49	发光包被
HA112-2H	重组人源抗CA72-4单抗	2E7H	TAG-72/类似B72.3	发光标记
HA112-1MF	重组小鼠抗CA72-4 Fab单抗	4C9FAB	-	发光包被
HA112-2MF	重组小鼠抗CA72-4 Fab单抗	2E7FAB	-	发光标记

CYFRA21-1

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA119-2H	重组人源抗人CYFRA21-1单抗	2A7H	352-368, VRADSERQNQEYQRLMD	发光标记
HA119-3M	小鼠抗人CYFRA21-1单抗	3D3M	Capture, 311-335, QSQLSMKAALEDTLAE TEARFGAQL	发光包被

人附睾蛋白4 (HE4)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA118-1M	小鼠抗人HE4单抗	2D4M	发光标记
HA118-2M	小鼠抗人HE4单抗	2C9M	发光包被

前列腺特异性抗原 (PSA)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA114-1M	小鼠抗人PSA单抗	4B5M	层析/发光包被, Total PSA
HA114-2M	小鼠抗人PSA单抗	1H8M	层析标记, Total PSA
HA114-2H	重组人源抗人PSA单抗	1H8H	层析包被/发光标记, Total/Free PSA
HA114-4M	小鼠抗人free PSA单抗	2A11M	层析标记/发光包被, Free PSA

胃泌素释放肽前体 (ProGRP)

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA116-1M	小鼠抗人ProGRP单抗	6G10M	48-52	发光包被
HA116-2H	重组人源抗人ProGRP单抗	1E10H	57-61	发光标记

异常凝血酶原 (PIVKA-II)

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA133-1M	小鼠抗人PIVKA-II单抗	6A2M	Prothrombin	发光标记
HA133-2H	重组人源抗人PIVKA-II单抗	2F9H	Gla Domain	发光包被

鳞状细胞癌抗原 (SCC)

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA117-1M	小鼠抗人SCC单抗	1C8M	SCCA1 / SCCA2	发光包被
HA117-2M	小鼠抗人SCC单抗	1B7M	SCCA1 / SCCA2	发光标记

胃蛋白酶原 (PG I、II)

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA128-1M	小鼠抗人PG I单抗	3G8M	Pepsinogen I capture	层析/发光包被
HA128-2M	小鼠抗人PG I单抗	2G6M	Pepsinogen I detection	发光标记
HA128-3M	小鼠抗人PG II单抗	1F3M	Pepsinogen II capture	层析/发光包被
HA128-4M	小鼠抗人PG II单抗	5A1M	Pepsinogen II detection	层析/发光标记
HA128-5M	小鼠抗人PG I单抗	1G10M	Pepsinogen I detection	层析标记

癌胚抗原 (CEA)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA175-3M	小鼠抗人CEA单抗	4E1M	发光/层析标记
HA175-4S	重组绵羊抗人CEA单抗	4B9S	层析/发光包被
HA175-5M	小鼠抗CEA抗体	6H2M	发光标记

甲胎蛋白 (AFP)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA174-1M	小鼠抗AFP单抗	3H4A	层析包被
HA174-2M	小鼠抗AFP单抗	6A4C	层析/发光标记
HA174-3M	重组小鼠抗AFP单抗	3H2A	发光包被

丙酮酸激酶M2 (PKM2)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA281-1M	小鼠抗PKM2单抗	1D3E	-
HA281-2M	小鼠抗PKM2单抗	9A2B	-

炎症标记物

降钙素原 (PCT)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA103-3M	小鼠抗人PCT单抗	7A1M	发光标记/层析包被或标记
HA103-5M	小鼠抗人PCT单抗	7H2M	层析标记或包被

C反应蛋白 (CRP)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA106-6M	小鼠抗人CRP单抗	6B2M	层析包被
HA106-7M	小鼠抗人CRP单抗	3G2M	层析包被
HA106-11M	小鼠抗人CRP单抗	5B3M	层析标记
HA106-10RP	兔抗人CRP多抗	-	比浊抗体

白介素6 (IL-6)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA122-1M	小鼠抗人IL-6单抗	1C9M	发光包被
HA122-4M	小鼠抗人IL-6单抗	7C1M	发光标记

血清淀粉样蛋白A (SAA)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA141-2M	小鼠抗人SAA单抗	4E7M	层析标记

钙卫蛋白 (CAL)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HP272-3	钙卫蛋白S100A8/A9	-	-

甲状腺功能

促甲状腺激素受体抗体 (Anti-TSHR)

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA134-1H	重组人源抗人TSHR单抗	1H12H	活性位点	标记
HA134-1Hap	重组人源抗人TSHR单抗AP偶联物	-	-	发光标记
HP134-10	重组人源生物素化TSHR蛋白	-	-	发光包被
HP134-8	重组人TSHR蛋白	-	-	人TSHR蛋白片段

促甲状腺激素 (TSH)

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA147-1M	小鼠抗人TSH单抗	2E7M	完整TSH	发光/层析标记
HA147-2M	小鼠抗人TSH单抗	4H4M	Beta亚基	发光/层析包被
HA147-1RB	重组兔源抗人TSH单抗	2E7RB	完整TSH	层析标记
HA147-5MB	重组小鼠抗人TSH单抗	4H5MB	-	层析包被

三碘甲状腺原氨酸 (T3)

货号	产品名称	克隆号	免疫原	产品描述
HA123-1S	绵羊抗T3单抗	2D2S	T3-BSA	层析标记
HA123-2S	绵羊抗T3单抗	3E10S	T3-KLH-BGG	发光包被
HA123-7R	重组兔抗T3单抗	3G7R	T3-BSA	层析标记
HP123-1	T3-KLH-BGG	-	-	层析包被

四碘甲状腺原氨酸 (T4)

货号	产品名称	克隆号	免疫原	产品描述
HA123-5S	绵羊抗T4单抗	2B8S	T4-KLH-BGG	发光包被
HA123-9R	重组兔抗T4单抗	5G9R	-	层析标记
HA123-10R	重组兔抗T4复合物单抗	6D10R	-	发光标记
HP123-4	T4-KLH-BGG	-	-	层析包被
HP123-9	T4-BSA	-	-	发光平台

甲状旁腺素 (PTH)

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA130-1H	重组人源抗人PTH单抗	2A4H	PTH 18-34	发光标记
HA130-3M	小鼠抗人PTH单抗	1F12M	PTH 57-61	包被
HA130-5R	重组兔源抗人PTH单抗	2C3H	1-7	-

甲状腺过氧化物酶抗体 (Anti-TPO)

货号	产品名称	产品描述
HP142-1	重组人甲状腺过氧化物酶 (TPO) (昆虫细胞表达的TPO胞外区)	发光包被
HA142-6RP	兔抗人TPO多抗	发光标记

甲状腺球蛋白抗体 (Anti-Tg)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA144-1H	重组人源抗人Tg单抗	2D4H	发光标记
HA144-8H	重组人源抗人Tg单抗	5D1H	发光标记

甲状腺球蛋白 (Tg)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA144-10M	小鼠抗人Tg单抗	7H4C	发光包被/标记
HA144-13M	小鼠抗人Tg单抗	3B3M	发光标记
HA144-14M	小鼠抗人Tg单抗	7H14M	发光包被

贫血

铁蛋白 (FER)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA170-1M	小鼠抗人铁蛋白单抗	2A5M	层析包被/发光标记
HA170-2M	小鼠抗人铁蛋白单抗	1H8M	发光包被
HA170-3M	小鼠抗人铁蛋白单抗	5C2M	层析标记

叶酸 (FA)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HP197-3	叶酸结合蛋白	-	发光包被
HP197-4	叶酸结合蛋白	-	发光包被
HP197-6	Folate-FBP定向生物素化标记物	-	发光包被

维生素B12 (VB12)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA146-1M	小鼠抗人内因子单抗	4E1M	-
HP146-3	重组人内因子	-	-

骨代谢

25-羟基维生素D (25-OH VD)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA129-1S	绵羊抗25-OH VD单抗	2C4S	竞争法层析标记
HP129-1	25-OH VD3-BSA	-	包被
HA129-5H	重组人源抗25-OH VD单抗	-	夹心法层析标记/发光包被
HA129-6H	重组人源抗25-OH VD+5H复合物单抗	-	夹心法层析包被/发光标记
HA129-8Hap	重组人源抗25-OH VD+5H复合物单抗 Fab-AP偶联物	-	发光标记

β-胶原降解产物 (β-CTX)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA261-1M	小鼠抗人β-CTX单抗	4D1M	发光包被
HA261-2M	小鼠抗人β-CTX单抗	5H5M	发光标记
HA261-2Hap	重组人源抗人β-CTX单抗 Fab-AP偶联物	-	发光标记

降钙素 (CT)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA103-8M	小鼠抗人CT单抗	-	发光包被
HA103-9M	小鼠抗人CT单抗	-	发光标记

I型前胶原氨基端前肽 (PINP)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA260-2M	小鼠抗PINP单抗	3C1M	发光包被
HA260-3MF	重组小鼠抗PINP单抗Fab	3C3F	发光标记

N端中段骨钙素 (N-MID)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA259-1M	小鼠抗人N-MID单抗	-	发光包被
HA259-2M	小鼠抗人N-MID单抗	-	发光标记

生长因子

胰岛素样生长因子 (IGF-1)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA291-1M	小鼠抗人IGF-1单抗	6G1M	发光包被
HA291-2M	小鼠抗人IGF-1单抗	6G2M	发光标记

先兆子痫

胎盘生长因子 (PLGF)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA131-1M	小鼠抗人PLGF单抗	3D9M	层析标记/发光包被
HA131-2H	重组人源抗人PLGF单抗	1B3H	发光标记
HA131-2MB	重组鼠源抗人PLGF单抗	1B3MB	层析包被

可溶性fms样酪氨酸激酶受体1 (sFlt-1)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA132-1MB	重组小鼠抗人sflt-1单抗	2C4MB	层析包被
HA132-6M	小鼠抗人sflt-1单抗	2S52M	发光包被/标记, 层析标记
HA132-7M	小鼠抗人sflt-1单抗	3S694M	发光/层析标记
HA132-8M	小鼠抗人sflt-1单抗	3S695M	层析标记
HA132-9M	小鼠抗人sflt-1单抗	5C4M	发光/层析包被

妊娠相关血浆蛋白A (PAPPA)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA249-1M	小鼠抗PAPPA单抗	1H1M	发光包被
HA249-3M	小鼠抗PAPPA单抗	1H3M	发光标记

激素

孕酮 (Prog)

货号	产品名称	克隆号	免疫原	产品描述
HA124-2S	绵羊抗孕酮 (Prog) 单抗	3G1S	Prog-11-BSA	发光包被/层析标记
HA124-2Sbio	生物素化重组绵羊抗Prog单抗	-	-	发光包被
HP124-1	Prog-BSA	-	-	包被
HP124-4	Prog-BSA	-	-	发光标记

雌二醇 (E2)

货号	产品名称	克隆号	免疫原	产品描述
HA126-1S	绵羊抗雌二醇 (E2) 单抗	2A3S	E2-6-BSA	发光包被/层析标记
HA126-2R	重组兔抗雌二醇 (E2) 单抗	3A6R	E2-6-BSA	包被
HA126-6S	重组绵羊抗Eestrone (E1) 单抗	7B2S	E1-6-BSA	-
HA126-1Sbio	生物素化绵羊抗Estradiol (E2) 单抗	-	-	发光包被
HP126-1	E2-BSA	-	-	包被
HP126-3	E2-6-CMO-BSA	-	-	发光标记

雌三醇 (E3)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA126-7R	重组兔源抗Estril (E3) 抗体	5A7R	发光包被
HA126-7Rbio	生物素化重组兔源抗E3单抗	-	发光包被
HP126-2	E3-6-CMO-BSA	-	发光标记

睾酮 (Testo)

货号	产品名称	克隆号	免疫原	产品描述
HP125-1	Testo-BSA	-	Testo-3-BSA	包被
HA125-2R	重组兔抗Testo单抗	1G8R	Testo-3-BSA	发光包被
HA125-2Rbio	生物素化重组兔抗Testo单抗	-	-	发光包被
HA125-3M	小鼠抗Testo单抗	1G10M	Testo-3-BSA	层析标记

抗缪勒管激素 (AMH)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA115-4M	小鼠抗人AMH单抗	4H6M	层析标记
HA115-6M	小鼠抗人AMH单抗	3F5M	发光/层析包被
HA115-7R	重组兔源抗人AMH单抗	8D4H	发光标记

催乳素 (PRL)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA153-1M	小鼠抗人PRL单抗	7B5M	层析标记
HA153-2M	小鼠抗人PRL单抗	2B4M	层析包被
HA153-3M	小鼠抗人PRL单抗	6F3M	发光包被
HA153-5M	小鼠抗人PRL单抗	3D5M	发光标记

卵泡刺激素 (FSH)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA156-2M	小鼠抗人FSH单抗	8B3M	层析标记/发光包被
HA156-1H	重组人源抗人FSH单抗	4G3H	层析包被/发光标记

促黄体生成素 (LH)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA157-1M	小鼠抗人LH单抗	5E2M	发光包被
HA157-2M	小鼠抗人LH单抗	7D6M	发光标记
HA157-2H	重组人源抗人LH单抗	7D6H	发光标记
HA157-3M	小鼠抗人LH单抗	3D7M	层析包被
HA157-5M	小鼠抗人LH单抗	4C4M	层析标记

人绒毛膜促性腺激素 (hCG)

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA148-1M	小鼠抗人beta-hCG单抗	3C10M	Beta 2	发光包被
HA148-2M	小鼠抗人beta-hCG单抗	3F8M	Beta 1	发光标记
HA148-4MB	重组小鼠抗人hCG单抗	4H9MB	Alpha	层析/发光包被
HA148-5M	小鼠抗人hCG单抗	5E9M	Beta	层析标记, 尿液检测

肾素 (Renin)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA159-1M	小鼠抗人Renin单抗	5E3M	标记
HA159-2M	小鼠抗人Renin单抗	6B2M	包被

皮质醇 (COR)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA164-3M	小鼠抗皮质醇单抗	4D5M	发光包被
HA164-3Mbio	生物素化小鼠抗皮质醇单抗	-	发光包被
HP164-3	Cortisol-BSA	-	发光标记

促肾上腺皮质激素 (ACTH)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA158-3M	小鼠抗ACTH单抗	3C9D	发光包被
HA158-4M	小鼠抗ACTH单抗	4H1E	发光标记

性激素结合球蛋白 (SHBG)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA173-1M	小鼠抗人SHBG单抗	2D2M	发光包被
HA173-2M	小鼠抗人SHBG单抗	2D3M	发光标记

硫酸脱氢表雄酮 (DHEA-S)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA258-1M	小鼠抗DHEA-S单抗	5D1M	-
HA258-1Mbio	生物素化重组小鼠抗DHEA-S单抗	-	发光包被

雄烯二酮 (ASD)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA284-1S	重组绵羊抗ASD单抗	8A2S	发光包被
HA284-1Sbio	生物素化重组绵羊抗ASD单抗	-	-

消化道

便隐血 (FOB)

货号	产品名称	产品代码	产品描述
HA231-1M	小鼠抗人FOB单抗	6D7M	层析标记
HA231-2M	小鼠抗人FOB单抗	8F2M	层析标记
HA231-3M	小鼠抗人FOB单抗	9B6M	层析包被

凝血与血栓

纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP)

货号	产品名称	产品代码	产品描述
HA196-1M	小鼠抗人FDP单抗	4C2M	比浊抗体
HA196-2M	小鼠抗人FDP单抗	6D2M	比浊抗体

D-二聚体 (D-Dimer)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA105-1M	小鼠抗人D-Dimer单抗	2B3M	层析标记
HA105-2M	小鼠抗人D-Dimer单抗	4C1M	层析包被
HA105-12F	重组小鼠抗人D-Dimer Fab抗体	3D4FAB	胶乳比浊
HA105-13F	重组小鼠抗人D-Dimer Fab抗体	3D5FAB	胶乳比浊

血栓调节蛋白 (TM)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA160-1M	小鼠抗人血栓调节蛋白 (TM) 单抗	2F8M	发光包被
HA160-2M	小鼠抗人血栓调节蛋白 (TM) 单抗	6D7M	发光标记

凝血酶-抗凝血酶复合物 (TAT)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA162-1M	小鼠抗人凝血酶-抗凝血酶复合物 (TAT) 单抗	1B12M	发光包被
HA162-2H	重组人源抗人凝血酶-抗凝血酶复合物 (TAT) 单抗	2F6H	发光标记

纤溶酶-抗纤溶酶复合物 (PIC)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA161-1M	小鼠抗纤溶酶- α 2纤溶酶抑制物复合物 (PAP) 单抗	4B1M	发光包被
HA161-2M	小鼠抗人 α 2抗纤溶酶 (A2AP) 单抗	4B5M	发光标记

组织纤溶酶原激活物/纤溶酶原激活物抑制剂-1复合物 (t-PAIC)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA163-1M	小鼠抗人纤溶酶原激活物抑制剂-1 (PAI-1) 单抗	2E11M	发光包被
HA163-2M	小鼠抗人组织纤溶酶原激活物 (tPA) 单抗	1F10M	发光标记

糖尿病

糖化血红蛋白 (HbA1c)

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA149-1M	小鼠抗人糖化血红蛋白单抗	5B5M	HbA1c	层析包被
HA149-5M	小鼠抗人血红蛋白单抗	1B7M	HbA10	层析标记
HA149-2Mply1	小鼠抗人糖化血红蛋白聚合单抗	-	-	比浊抗体

胰岛素 (Insulin)

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA127-3M	小鼠抗人胰岛素单抗	2H12M	-	层析包被
HA127-4M	小鼠抗人胰岛素单抗	1F1M	-	层析标记

C-Peptide

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA127-1M	小鼠抗人C-Peptide单抗	1E1M	C Peptide	层析包被
HA127-2M	小鼠抗人C-Peptide单抗	5G8M	C Peptide	层析标记

阿尔茨海默病

β-淀粉样蛋白 (Abeta)

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA150-3M	小鼠抗人Abeta单抗	5F1M	33-40	发光包被
HA150-5M	小鼠抗人Abeta单抗	4A5M	1-42	发光标记
HA150-5MF	重组小鼠抗人Abeta单抗Fab	4A5FAB	1-42	发光标记
HA150-6M	小鼠抗人Abeta单抗	1B5M	1-6	发光标记
HA150-6Hap	重组人源抗人Abeta单抗 Fab-AP偶联物	-	-	发光标记
HA150-7M	小鼠抗人Abeta单抗	1B8M	1-6	发光包被

微管相关蛋白Tau (Tau)

货号	产品名称	克隆号	表位	产品描述
HA151-1MB	重组小鼠抗人Tau单抗	1D11MB	Tau 16-24	发光包被
HA151-4M	小鼠抗人Tau单抗	3B7M	Total Tau 216-225	包被
HA151-5M	小鼠抗人Tau单抗	1D7M	pTau181	包被
HA151-6M	小鼠抗人Tau (P217) 单抗	3C3A	Tau pT217	发光标记
HA151-6Hap	抗人Tau (P217) 单抗-AP偶联物	-	-	-
HA151-7M	小鼠抗人Tau单抗	4A3D	Tau 190-200	发光包被
HA151-8M	小鼠抗人Tau (P231) 单抗	5A8M	pT231	发光标记
HA151-13M	小鼠抗人Tau单抗	1A13M	-	发光标记

APOE4

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA315-1R	重组兔抗APOE4单克隆抗体	6A1R	发光包被/标记
HA315-2R	重组兔抗APOE4单克隆抗体	6A2R	发光标记
HA315-3M	小鼠抗APOE单克隆抗体	6A3M	发光包被/标记
HA315-4M	小鼠抗APOE单克隆抗体	6A4M	发光包被

脑损伤标记物

神经丝轻链蛋白 (NFL)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA289-1Hap	重组人源抗NFL单抗Fab-AP偶联物	-	发光标记
HA289-2M	小鼠抗神经纤维丝轻链 (NFL) 单克隆抗体	5D2M	发光包被

优生优育

单纯疱疹病毒 (HSV)

货号	产品名称	产品描述
HP821-S3	单纯疱疹病毒II型重组蛋白	层析/酶免/发光人IgG/IgM抗体检测

不孕不育

抗精子抗体 (ASA)

货号	产品名称	产品描述
HP214-S1	精子膜抗原天然蛋白	酶免/发光

抗滋养层细胞膜抗体 (ATA)

货号	产品名称	产品描述
HP215-S1	滋养层细胞膜天然蛋白	层析/酶免/发光

人抗透明带抗体 (AZP)

货号	产品名称	产品描述
HP216-S1	人透明带抗原重组蛋白	层析/酶免/发光

自身免疫性疾病

磷脂酶A2受体1 (PLA2R1)

货号	产品名称	产品代码	产品描述
HP166-3	重组人PLA2R1蛋白	FE1071	检测PLA2R1自身抗体使用

甲状腺过氧化物酶抗体 (Anti-TPO)

货号	产品名称	产品代码	产品描述
HP142-1	重组人甲状腺过氧化物酶 (TPO)	-	-
HA142-5H	重组人源抗人TPO单抗	6D8H	重组人源TPOab检测竞争抗体

抗核抗体 (ANA)

货号	产品名称	产品描述
HP217-S1	抗核抗原重组蛋白	酶免/发光/胶体金

胰岛素瘤相关蛋白2 (IA-2)

货号	产品名称	产品代码
HP168-1	重组人IA-2蛋白	FE1065
HP168-2	重组人IA-2蛋白	FC0301

细胞因子

α 干扰素 (IFN α)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA292-1M	小鼠抗 α 干扰素 (IFN α) 单抗	7C1M	发光包被
HA292-2M	小鼠抗 α 干扰素 (IFN α) 单抗	7C2M	发光标记

γ 干扰素 (IFN γ)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA265-1M	小鼠抗 γ 干扰素 (IFN γ) 单抗	7D1M	发光包被
HA265-2H	重组人源抗 γ 干扰素 (IFN γ) 单抗	7D2H	发光标记

白细胞介素-2 (IL-2)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA293-1M	小鼠抗白细胞介素-2 (IL-2) 单抗	7E1M	发光包被
HA293-2M	小鼠抗白细胞介素-2 (IL-2) 单抗	7E2M	发光标记

白细胞介素-1 β (IL-1 β)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA295-1M	小鼠抗白细胞介素-1 β (IL-1 β) 单抗	7F1M	发光包被
HA295-2M	小鼠抗白细胞介素-1 β (IL-1 β) 单抗	7F2M	发光标记

白介素6 (IL-6)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA122-1M	小鼠抗人IL-6单抗	1C9M	发光包被
HA122-4M	小鼠抗人IL-6单抗	7C1M	发光标记

过敏原

免疫球蛋白E (IgE)

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA213-3M	小鼠抗人IgE单抗	3E3M	发光包被/标记、层析标记
HA213-4H	重组人源抗人IgE单抗	3E4H	发光标记
HA213-5M	小鼠抗人IgE单抗	3E5M	发光包被

真菌检测

隐球菌 (Crypto)

货号	产品名称	产品代码	产品描述
HA860-1MB	重组小鼠抗Cryptococcus glucuronoxylomannan单抗	3A1MB	层析包被
HA860-2MB	重组小鼠抗Cryptococcus glucuronoxylomannan单抗	6D2MB	层析标记
HA860-3MB	重组小鼠抗Cryptococcus glucuronoxylomannan单抗	5F3MB	层析包被

曲霉菌 (ASP)

货号	产品名称	产品代码	产品描述
HA861-1M	小鼠抗Aspergillus galactomannan单抗	4A3M	标记
HA861-3MB	重组小鼠抗Aspergillus galactomannan单抗	1A3MB	包被

念珠菌 (Candida)

货号	产品名称	产品代码	产品描述
HA862-2S	重组绵羊抗Candida mannan antigen单抗	1B2S	包被
HA862-5MB	重组小鼠抗Candida mannan antigen单抗	1B5MB	标记

分子诊断

qPCR原料

货号	产品名称	克隆号	产品描述
HA280-2M	双封闭Taq DNA聚合酶单克隆抗体	-	来源小鼠
HA280-3M	Pfu DNA聚合酶双封闭抗体	-	来源小鼠

药物滥用检测

货号	产品名称	产品代码	产品描述
HA178-3M	小鼠抗BZO单抗	4B3M	尿液
HA183-2M	小鼠抗TCA单抗	5B2M	尿液
HA184-1M	小鼠抗BUP单抗	2H12M	唾液、尿液共用
HA185-1M	小鼠抗PCP单抗	5A1M	唾液、尿液共用

质控品

货号	产品名称	产品描述
HA823-1K-IgG	弓形虫IgG质控	Toxo IgG高值质控
HA823-2K-IgM	弓形虫IgM质控	Toxo IgM高值质控
HA808-1K-IgG	肺炎支原体IgG质控	MP IgG高值质控
HA808-2K-IgM	肺炎支原体IgM质控	MP IgM高值质控
HA808-3K-IgG	肺炎支原体IgG质控	MP IgG高值质控
HA808-4K-IgM	肺炎支原体IgM质控	MP IgM高值质控
HA807-1K-IgG	肺炎衣原体IgG质控	CP IgG高值质控
HA807-2K-IgM	肺炎衣原体IgM质控	CP IgM高值质控
HA807-3K-IgG	肺炎衣原体IgG质控	CP IgG高值质控
HA807-4K-IgM	肺炎衣原体IgM质控	CP IgM高值质控

宠物和经济动物

货号	产品名称	产品代码	产品描述
HA141-7M	小鼠抗猫SAA单抗	8B2M	小鼠Cat SAA标记抗体
HA141-8M	小鼠抗猫SAA单抗	8G3M	小鼠Cat SAA包被抗体
HA106-8M	小鼠抗犬CRP单抗	8F2M	Dog CRP层析标记
HA106-9M	小鼠抗犬CRP单抗	8G6M	Dog CRP层析包被
HP827-1	伪狂犬病毒gE蛋白	NC048	昆虫细胞表达PRV gE蛋白
HP827-2	伪狂犬病毒gE蛋白	MC049	昆虫细胞表达PRV gE蛋白

通用试剂和材料

生物素-链霉亲和素系统

货号	产品名称	产品描述	推荐使用平台
HA155-2MB	重组小鼠抗链霉亲和素 (SA) 抗体	SA项目质控线	层析包被
HP155-3	链霉亲和素	大肠杆菌表达	层析包被
HP155-5	链霉亲和素	大肠杆菌表达	发光包被磁珠
HP155-7	链霉亲和素	大肠杆菌表达	层析包被/标记
HR800-20	游离生物素抗体	SA项目, 阻断游离生物素	层析/发光
HR800-21	游离生物素抗体	阻断剂应用, 活性更高	层析/发光
HR800-22	游离生物素抗体	阻断剂应用	层析/发光

层析C线

货号	产品名称	产品描述
HR061-2	重组绵羊抗小鼠IgG单抗	层析包被

阻断剂

货号	产品名称	代码	推荐使用平台	备注
HR800-20	游离生物素抗体	Block-Biotin	发光/层析	SA项目, 阻断游离生物素
HR800-21	游离生物素抗体	Block-Biotin 1/2/3	发光/层析	阻断剂应用, 活性更高
HR800-22	游离生物素抗体	Block-Biotin 1/2/3	发光/层析	阻断剂应用
HR900-1	阻断剂1号	Block-1	层析/酶免/发光	抗异嗜性抗体
HR900-2	阻断剂2号	Block-2	层析/酶免/发光	抗异嗜性抗体
HR900-3	阻断剂3号	Block-3	层析	通用性阻断剂
HR900-4	阻断剂4号	Block-4	层析	抗异嗜性抗体
HR900-5	抗红细胞抗体	Block-5	全血项目	红细胞拦截
HR900-6	阻断剂6号	Block-6	层析/酶免/发光	抗异嗜性抗体
HR900-9	阻断剂9号	Block-9	酶免/发光	通用性阻断剂
HR900-10	阻断剂10号	Block-10	层析/发光	抗异嗜性抗体
HR900-26	阻断剂26号	-	层析/发光	-

动物多抗和二抗

货号	产品名称	产品描述
HR210-6	重组兔抗人IgG Fc单抗	包被/标记
HR210-7	重组兔抗人IgM单抗	包被/标记
HR210-8	小鼠抗人IgG Fab单抗	包被/标记
HR216-4	重组小鼠抗绵羊IgG Fab单抗	-
HR216-5	小鼠抗Sheep IgG单抗	-
HR216-6	重组小鼠抗Sheep IgG单抗	-
HR217-4	重组小鼠抗兔IgG/IgM Fc单抗	-

2026 IVD试剂核心诊断原料产品清单




传染性疾病

Flu, nCoV, HPIV, RSV, ADV, MP, HIV, TP, HCV
HBV, HPV, DENV, JEV, CHIKV, WNV, YFV
ZIKA, Malaria, Ebola, Typhoid, MPXV, hMPV
StrepA StrepB, TB, NoV



心肌标志物

cTnl, Myo, CK-MB, H-FABP, D-Dimer
NT-proBNP, BNP, sST2, HCY



肿瘤标志物

CA242, CA50, CA19-9, CA125, CA15-3, NSE
CA72-4, CYFRA21-1, HE4, PSA, ProGRP
PIVKA-II, SCC, PG I, PG II, GP73, CEA, AFP
PKM2



炎症标志物

PCT, CRP, SAA, IL-6, CAL



甲状腺功能

Anti-TSHR, TSH, T3, T4, PTH, Anti-TPO
Anti-Tg, Tg



贫血

FER, FA, VB12



骨代谢

25-OH VitD, β -CTX, CT, PINP, N-MID



先兆子痫

PLGF, sFlt-1, PAPP



消化道

HP, FOB



凝血与血栓

FDP, D-Dimer, TM, TAT, PIC, t-PAIC, TF



激素

Prog, E2, E3, Testo, AMH, PRL, LH, FSH, hCG
Renin, COR, ALD, ACTH, SHBG, DHEA-S, ASD



生长因子

IGF-1, EGF, KGF



神经退行性疾病

Abeta, Tau, APOE4, S100β, NFL



糖尿病

HbA1c, Insulin, C-Peptide



优生优育

HSV, CMV, Tox



不孕不育

ASA, ATA, AZP



自身免疫疾病

PLA2R1, Anti-TPO, ANA, SSA, RF, CCP, IA-2
β2-GPI



性病系列

CT, NGH



肾损伤标志物

NGAL



药物滥用监测

BZO, COC, AMP, THC, MTD, TCA, BUP
PCP, MDM, MOP, BAR, THC



宠物和经济动物

SAA, D-Dimer, CRP, PNLIP, gE, E0



其它

细胞因子, 流式抗体, 真菌检测, qPCR原料, 质控品
阻断剂, 乳胶微球, 生物素-链霉亲和素, 层析C线
动物多抗和二抗



为您提供最优的原料使用解决方案

To provide you with the best raw
material use solutions

深圳重链生物科技有限公司

邮箱: support@heavybio.cn

全国热线: 13428766920

网址: <http://www.heavybio.cn>

地址: 深圳市宝安区西乡街道宝田工业区47栋3层



2026-03