

LUMIN-1000

全自动化学发光分析仪

LUMIN-1000技术参数

检测原理	磁微粒免疫技术，兼容AE&AP
磁珠分离技术	四阶清洗，四阶分离
云平台	无，对客户全开放
首结果时间	9.5 Min
测试速度	120 T/H
彩色触屏	15.6 inches
样本类型	血清、血浆、全血、微量全血
样本用量	≥ 4 μL
测试模式	急诊测试、批量测试
样本位	18
试剂位	18，2-8°C冷藏
打印机	内置热敏打印机
精密度	CV≤3%
携带污染率	≤10 ⁻⁵
智能软件系统	<ul style="list-style-type: none"> ①支持双向LIS/HIS ②液面检测、堵针报警、空吸报警 ③反应杯随机倒入，自动理杯 ④远程故障诊断，数据自动上传服务器 ⑤精密温控，自适应温度调节
仪器重量	≤60 kg
仪器体积	464×618×591 (mm)



化学发光大包装试剂解决方案

AE&AP双平台

系列	项目名称	系列	项目名称	系列	项目名称	
甲状腺功能 (10)	TSH	神经退行性疾病 (14)	S100β	性激素 (20)	HCG	
	T3		Aβ 1-40		β-HCG	
	T4		Aβ 1-42		free βHCG	
	FT3		T-Tau		FSH	
	FT4		pTau181		LH	
	Tg		pTau217		PRL	
	Anti Tg		pTau231		E2	
	Anti TPO		Tau441		Proge	
	Anti TSHR		GFAP		Testo	
	rT3		UCHL1▲		SHBG	
肿瘤标志物 (19)	CA15-3		NFL		心肌标志物 (10)	AMH
	CA19-9		ApoE4			PLGF
	CA72-4		GDF15			sFlt-1
	CA242		BD-Tau▲			17α-OHP
	CA125	细胞因子 (17)	IL-2▲			DHEA-S
	CA50		IL-4▲			free E3
	AFP		IL-5▲			ASD
	CEA		IL-6			free Testo
	HE4		IL-7▲			PAPPA
	NSE		IL-8▲			hGH
	SCC		IL-10▲	hs-cTnl		
	tPSA		IL-12▲	CK-MB		
	fPSA		IL-12p70▲	MYO		
	ProGRP		IL-1β▲	Lp-PLA2		
	PIVKA-II		IL-2R▲	H-FABP		
	Cyfra21-1		IL-17▲	NT-proBNP		
	AFP-L3▲		IL-23▲	BNP		
	PG I		TNF-α▲	ST2		
	PG II		IFN-α▲	GDF15		
骨代谢 (7)	PTH		IFN-α2▲	高血压 (7)	cTnT	
	PTH (1-84)		IFN-γ▲		HCY	
	VD	胃功能 (3)	ACTH			
	CT		PG I		Renin	
	PINP		PG II		A I▲	
	自身免疫 (4)	β-CTX	G 17		A II▲	
N-MID		生长因子 (3)	ALD			
Human IgG4			IGF-1	Cortisol		
传染病 (6)		Anti-CCP	IGFBP3	血栓 (6)	TAT	
	ds-DNA	hGH	PIC			
	RF IgM	PCT	tPAIC			
	糖代谢 (2)	Anti-HIV (1&2)	IL-6		TM	
		Anti-HCV	CRP		FDP▲	
		Anti-TP	贫血 (6)		Folate	D-Dimer
Anti-HBc		Folate RBC▲		项目总数: 142 橙色: 常规项目 (58) 蓝色: 复杂项目 (62) 红色: 特殊项目 (22) ▲: 开发中项目 (25)		
HBeAg		VB12				
Anti-HBe		Active B12▲				
HBsAg	Ferritin					
过敏原 (1)	Insulin	EPO▲				
	C Peptide	IgG				
其它 (3)	Total IgE	IgA				
		IgM				

深圳重链生物科技有限公司

✉ 邮箱: support@heavybio.cn

🌐 网址: www.heavybio.cn

☎ 全国热线: 13428766920

📍 深圳市宝安区西乡街道宝田工业区47栋3层

