

干式荧光 免疫分析仪



高性能 · 高性价比 · 可定制化平台

检测原理: 光电池测量荧光物质发射光信号强度

检测光源: 激发波长365nm; 发射波长610nm; 支持其它波长定制

测量速度: 单样本读数时间<3s

屏幕显示: 7寸高清触控屏

数据存储: 可存储10000条检测结果, 支持自定义查询

检测精度: CV<1%, 批间差<3%

分析模式: 支持色度检测、CT比值检测、T线检测等多种分析方式

打印方式: 内置打印机

数据传输: WIFI无线传输; RS232串口/网络接口/USB接口; 可选配3G/4G模块; 可选配GPS定位模块

进样方式: 自动进样

条码识别: 支持外设一维码/二维码读码器



荧光免疫层析大板

系列	产品货号	项目简称	样本类型	检测范围	反应时间(min)
肿标	SS175-1	CEA	全血/血清/血浆	1-500 ng/mL	15
	SS114-1	PSA	全血/血清/血浆	2-80 ng/mL	15
	SS114-2	fPSA	全血/血清/血浆	0.2-30 ng/mL	15
	SS174-1	AFP	全血/血清/血浆	5-400 ng/mL	15
	SS107-1	CA125	全血/血清/血浆	5-1000 U/mL	15
性激素	SS115-1	AMH	全血/血清/血浆	0.1-16 ng/mL	15
	SS124-1	Prog	全血/血清/血浆	0.5-60 ng/mL	10
	SS125-1	Testo	全血/血清/血浆	0.2-15 ng/mL	10
	SS126-1	E2	全血/血清/血浆	30-2000 pg/mL	15
	SS148-1	β-HCG	全血/血清/血浆	5-200000 mIU/mL	15
	SS153-1	PRL	全血/血清/血浆	1-200 ng/mL	15
	SS156-1	FSH	全血/血清/血浆	1-100 mIU/mL	15
	SS157-1	LH	全血/血清/血浆	1-100 mIU/mL	15
甲功	SS147-1	TSH	全血/血清/血浆	0.1-100 mIU/L	15
	SS123-1	T3	血清/血浆	0.61-9.22 nmol/L	10
	SS123-3	T4	血清/血浆	12.87-310 nmol/L	15
	SS123-2	ft3	血清/血浆	0.60-45 pmol/L	10
	SS123-4	ft4	血清/血浆	1-100 pmol/L	15
	SS123-5	T3 (夹心法)	全血/血清/血浆	0.61-9.22 nmol/L	15
	SS123-6	T4 (夹心法)	全血/血清/血浆	12.87-310 nmol/L	15
	SS123-7	ft3 (夹心法)	全血/血清/血浆	0.60-45 pmol/L	15
SS123-8	ft4 (夹心法)	全血/血清/血浆	1-100 pmol/L	15	
心肌	SS101-2	cTnl	全血/血清/血浆	0.1-40 ng/mL	15
	SS101-3	hs-cTnl	全血/血清/血浆	10-10000 pg/mL	15
	SS120-1	CK-MB	全血/血清/血浆	1-100 ng/mL	15
	SS121-1	Myo	全血/血清/血浆	5-500 ng/mL	15
	SS230-1	Hcy	全血/血清/血浆	3.5-48.0 μmol/L	10
	SS102-1	NT-proBNP	全血/血清/血浆	50-35000 pg/mL	15
	SS105-1	D-Dimer	全血/血浆	0.1-10 mg/L	5
	SS257-1	cTnl/CK-MB/Myo	全血/血清/血浆	cTnl: 0.1-40 ng/mL Myo: 5-500 ng/mL CK-MB: 1-100 ng/mL	15
SS257-2	cTnl/D-Dimer/NT-proBNP	全血/血浆	cTnl: 0.1-40 ng/mL D-Dimer: 0.1-10 mg/L NT-proBNP: 50-35000 pg/mL	15	
炎症	SS103-1	PCT	全血/血清/血浆	0.1-100 ng/mL	15
	SS106-1	CRP	全血/血清/血浆	0.5-200 mg/L	3
	SS141-1	SAA	全血/血清/血浆	1-300 mg/L	5
	SS122-1	IL-6	全血/血清/血浆	5-5000 pg/mL	15
糖尿病	SS149-1	HbA1c	全血	3-14%	5
	SS127-1	C-P	全血/血清/血浆	0.1-30 ng/mL	15
	SS127-2	INS	全血/血清/血浆	2-300 μU/mL	10
高血压	SS164-1	COR	全血/血清/血浆	11-1650 nmol/L	10
贫血	SS197-2	FA	血清/血浆	1.45-45.4 nmol/L	15
	SS198-1	VB12	血清/血浆	100-2000 pg/mL	10
	SS170-1	FERR	全血/血清/血浆	5-500 ng/mL	10
先兆子痫	SS131-1	PLGF	全血/血清/血浆	10-10000 pg/mL	15
	SS132-1	sFlt-1	全血/血清/血浆	100-50000 pg/mL	15
骨代谢	SS129-2	25-OH-VD (夹心法)	全血/血清/血浆	5-100 ng/mL	15
其它	SS128-1	PGI/PGII	全血/血清/血浆	PGI: 5-160 ng/mL PGII: 2-60 ng/mL	15
	SS213-1	总IgE	全血/血清/血浆	5-5000 ng/mL	15